

Mass-Schema für SIGVARIS® Kompressionsstrümpfe und -Strumpfhosen

MESSSTELLEN

UMFANGMASSE (c = circumference)

cB = Fesselumfang oberhalb Knöchel (engste Stelle)

cD = Umfang über Fibulaköpfchen (2 Finger breit unterhalb Knie)

cF = Umfang Mitte Oberschenkel

cG = Umfang 5 cm unterhalb des Schrittes

LÄNGENMASSE (l = length)

lD = ab Fusssohle bis Umfangmass cD

lF = ab Fusssohle bis Umfangmass cF

lG = ab Fusssohle bis Umfangmass cG

PLUS-MODELLE

Für grössere Beinumfangs im Waden- bzw. Oberschenkelbereich d.h.

beim A-D grösseres „cD-Mass“

beim A-F grösseres „cD-Mass“ und grösseres „cF-Mass“

beim A-G grösseres „cD-Mass“, grösseres „cF-Mass“ und grösseres „cG-Mass“

Fussgrössen bei Strümpfen und Strumpfhosen mit geschlossenem Fuss:

Glamour	G11 / G12	1 Fussgrösse	one size	
Top Fine	701 / 702	1 Fussgrösse	one size	
Cotton	211 / 212	3 Fussgrössen	8-9 ^{1/2}	= 36-39
			10-11	= 39 ^{1/2} - 42
			11 ^{1/2} -13	= 42 ^{1/2} - 46
	221/222/223	1 Fussgrösse	one size	

Umfangmasse
(z.B. cD)

Circonférence
(p.ex. cD)

Längenmasse
(z.B. ℓG)

Longueurs
(p.ex. ℓG)

